



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss

**21,68 €** Ab  
**17,52 €**  
**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Nalgene Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss Verwenden Sie diese durchsichtigen, geradwandigen Weithalsdosen aus Polycarbonat zur Sammlung und Aufbewahrung von Pasten, Feststoffen, Proben und Laborzubehör: Sehr stoßfest und extrem vielseitig. Fassungsvermögen: 60 ml, 2 oz. Kapazität (metrisch): 60 ml Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.7 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 43 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Storage Enthält: Cover Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Straight Sided Jar Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.9 in. Außendurchmesser (metrisch): 48 mm Klarheit: Clear Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Höhe (angloamerikanisch): 1.8 Zoll Höhe (metrisch): 45 mm Öffnung: Wide Form: Round Unit Size: Case of 48

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0388
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721162
Transporttemperatur	Raumtemperatur

