



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss

186,96 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss Verwenden Sie diese durchsichtigen, geradwandigen Weithalsdosen aus Polycarbonat zur Sammlung und Aufbewahrung von Pasten, Feststoffen, Proben und Laborzubehör: Sehr stoßfest und extrem vielseitig. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2,5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Lagerung Enthält: Abdeckung Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Geradwandiges Gefäß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2,5 Zoll Außendurchmesser (metrisch): 64 mm Klarheit: Durchsichtig Verschlussgröße: 70 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Höhe (angloamerikanisch): 2.9 in. Höhe (metrisch): 74 mm Öffnung: Weite Form: Rund Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0389
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721163
Transporttemperatur	Raumtemperatur

