



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss

**230,08 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss Verwenden Sie diese durchsichtigen, geradwandigen Weithalsdosen aus Polycarbonat zur Sammlung und Aufbewahrung von Pasten, Feststoffen, Proben und Laborzubehör: Sehr stoßfest und extrem vielseitig. Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 4.4 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 112 mm Enthält: Closure Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Straight Sided Jar Außendurchmesser (angloamerikanisch): 4.4 in. Außendurchmesser (metrisch): 112 mm Klarheit: Clear Verschlussgröße: 120 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Höhe (angloamerikanisch): 3.4 in. Höhe (metrisch): 88 mm Öffnung: Wide Form: Round Unit Size: Case of 16

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0391
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721165
Transporttemperatur	Raumtemperatur

