













DE 143 450 657





Nalgene® Geradwandige Weithalsgefäße aus PMP mit weißem

79,76 € Ab 64,24 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Geradwandige Weithalsgefäße aus PMP mit weißem Schraubverschluss aus Polypropylen Schutz vor Brüchen und Kontamination durch diese PMP-Gefäße in Museumsqualität, durch die pro Jahr nur 2 % Formaldehyd verloren gehen. Fassungsvermögen: 1000 ml, 32 oz. Kapazität (metrisch): 1000 ml Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 4.4 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 112 mm Enthält: Screw Closure Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Jar Außendurchmesser (angloamerikanisch): 4.4 in. Außendurchmesser (metrisch): 112 mm Klarheit: Clear Verschlussgröße: 120 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Höhe (angloamerikanisch): 5,9 in. Höhe (metrisch): 151 mm Öffnung: Wide Form: Round Unit Size: Case of 16

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	CD-0397
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721176
Transporttemperatur	Raumtemperatur

