



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Geradwandige Weithalsgefäße aus PMP mit weißem

42,20 € Ab

34,00 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene Geradwandige Weithalsgefäße aus PMP mit weißem Schraubverschluss aus Polypropylen Schutz vor Brüchen und Kontamination durch diese PMP-Gefäße in Museumsqualität, durch die pro Jahr nur 2 % Formaldehyd verloren gehen. Fassungsvermögen: 250 ml (8 oz.) Kapazität (metrisch): 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2,5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Enthält: Screw Closure Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Jar Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.9 in. Außendurchmesser (metrisch): 75 mm Klarheit: Clear Verschlussgröße: 70 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Höhe (angloamerikanisch): 4.7 in. Höhe (metrisch): 119 mm Öffnung: Wide Form: Round Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0395
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721174
Transporttemperatur	Raumtemperatur

