




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® autoklavierbare Polypropylen- Ballonflasche mit Hahn, 10 l

**793,98 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene autoklavierbare Polypropylen-Ballonflasche mit Hahn, 10 l Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Abklärflaschen mit Ablasshahn besitzen eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und eignen sich für destilliertes Wasser sowie Nährmedien. Kapazität (angloamerikanisch): 2,5 gal . Verschlussmaterial: Polypropylen, Dichtung aus thermoplastischem Elastomer Verschlussgröße: 83B Beschreibung: Autoklavierbare Ballonflasche mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Typ: Ballonflasche mit Hahn Zur Verwendung mit (Anwendung): Lösungen und Medien für die Langzeitlagerung und -dispensierung Graduierungen: Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten Höhe (metrisch) mit Verschluss: 389 mm Enthält: Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Ja Farbe: Weiß (lichtundurchlässig) Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0569
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723191
Transporttemperatur	Raumtemperatur

