



Nalgene[®] runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn Mit den runden Thermo Scientific Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 13 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen, Dichtung aus thermoplastischem Elastomer Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: Runde Ballonflaschen mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Typ: Ballonflasche mit Hahn Zur Verwendung mit (Anwendung): Zum Sammeln und dispensieren von destilliertem Wasser, Säuren und Reagenzien Graduierungen: Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten Höhe (metrisch) mit Verschluss: 678 mm Enthält: Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Farbe: Weiß (lichtundurchlässig) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0568
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723185

