




## Nalgene<sup>®</sup> Polycarbonate Biotainer Flaschen und

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Polycarbonate Biotainer Flaschen und Ballonflaschen Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific Nalgene Biotainer Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren. Kapazität (metrisch): 20 mL Kapazität (angloamerikanisch): 0,7 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 20mm Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 100 Typ: Flasche und Ballonflasche Auskleidungsmaterial: Silikon Zertifizierung/Konformität: USP Class VI, non-cytotoxic, USP It;661gt,, non-pyrogenic, FDA 21CFR 177.1315 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Einfrieren Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 2,7 in. Öffnung: Eng Form: Rund Unit Size: Case of 500

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1204
Hersteller (Marke)	Nalgene

