



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® autoklavierbare Polypropylen- Ballonflasche mit Hahn, 10 l

662,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene autoklavierbare Polypropylen-Ballonflasche mit Hahn, 10 l Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Abklärflaschen mit Ablasshahn besitzen eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und eignen sich für destilliertes Wasser sowie Nährmedien. Kapazität (angloamerikanisch): 5,25 gal . Verschlussmaterial: Polypropylen, Dichtung aus thermoplastischem Elastomer Verschlussgröße: 83B Beschreibung: Autoklavierbare Ballonflasche mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Außendurchmesser (metrisch): 286 mm Kapazität (metrisch): 20 l Typ: Ballonflasche mit Hahn Zur Verwendung mit (Anwendung): Lösungen und Medien für die Langzeitlagerung und -dispensierung Graduierungen: Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten Höhe (metrisch) mit Verschluss: 528 mm Enthält: Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Ja Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0570
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723192
Transporttemperatur	Raumtemperatur

