



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Certified Clean Polycarbonate Biotainer Carboys

521,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene Certified Clean Polycarbonate Biotainer Carboys Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, um das Risiko von Verschleppungskontaminationen zu verringern. Die Konstruktion aus langlebigem, durchscheinendem PC gewährleistet die Integrität der Probe, selbst beim Einfrieren bis zu -100 C. Kapazität (metrisch): 10 l Kapazität (angloamerikanisch): 338,1 oz. Farbe: Blau-Grün Innendurchmesser (metrisch) Hals: 48 mm Anzahl pro Karton: 2 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Biotainer Flaschen und Ballonflasche Verschlussfarbe: Weiß Auskleidungsmaterial: Silikon Zertifizierung/Konformität: USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP 661, nicht-pyrogenisch, FDA 21 CFR 177.1520 Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Durchmesser (metrisch): 255 mm Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 13,3 in. Höhe (metrisch): 337 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch mit Griff Unit Size: Case of,2

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1397
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

