



## Nalgene<sup>®</sup> sterile Einweg-Ballonflasche aus HDPE

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nalgene sterile Einweg-Ballonflasche aus HDPE Thermo Scientific Nalgene HDPE-Ballonflaschen für Einmalgebrauch erfordern keine Reinigung, keine Vorbereitung, keine Set-Up-Kosten. Kapazität (angloamerikanisch): 5.5 gal. Zertifizierung/Konformität: Lebensmitteltauglich, USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 83B Beschreibung: HDPE-Ballonflasche (Einweg, steril) Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Außendurchmesser (metrisch): 284 mm Kapazität (metrisch): 20L Typ: Carboy Zur Verwendung mit (Anwendung): Ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products Höhe (metrisch) mit Verschluss: 502 mm Anzahl pro Karton: 6 Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Unit Size: Case of 6

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1126
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228734225

