



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle

94,60 € Ab
76,50 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle Die praktische breite Öffnung dieser Ballonflasche erleichtert die Reinigung und Dosierung. Die breit gefassten Griffe erleichtern das Tragen und Ausgießen selbst mit Handschuhen. Kapazität (angloamerikanisch): 2.5 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 100 – 415 mm Beschreibung: Autoklavierbare Weithals-Ballonflasche mit Griffen Außendurchmesser (metrisch): 250 mm Kapazität (metrisch): 10 l Typ: Carboy with Handle Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and transport solids, powders and liquids Graduierungen: Graduierung in Litern Höhe (metrisch) mit Verschluss: 343 mm Enthält: Handles Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 3 gal. Volumen bis Rand (metrisch): 12 l Autoklavierbar: Ja Mouth Style: Weit Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0539
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

