



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange

602,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange Verwenden Sie diese Ballonflaschen zum Dispensieren oder, mit einem entsprechenden Anschluss, als Reagenzienbehälter zur Versorgung von Systemen wie Bioreaktoren oder Chromatographiesäulen. Kapazität (angloamerikanisch): 5.3 gal. Zertifizierung/Konformität: USP Class VI, non-cytotoxic Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: Autoclavable Carboy Sanitary Flange Kapazität (metrisch): 20 L Typ: Carboy with Sanitary Flange Zur Verwendung mit (Anwendung): Supply reservoirs to systems such as fermentors or chromatography columns. Graduierungen: Graduated to contain in liters and gallons Enthält: Molded-in handles, 1-1/2 in. secure, non-threaded sanitary dispensing port Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 5.5 gal. Volumen bis Rand (metrisch): 22.5 L Autoklavierbar: Autoclavable Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0675
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

