



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® LDPE, runde Ballonflasche

415,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene LDPE, runde Ballonflasche Thermo Scientific Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien. Kapazität (angloamerikanisch): 6,5 gal . Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 83B Beschreibung: Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Außendurchmesser (metrisch): 287 mm Kapazität (metrisch): 25 l Typ: Ballonflasche mit Griff Zur Verwendung mit (Anwendung): Lagerung und Transport von Reagenzien Höhe (metrisch) mit Verschluss: 594 mm Enthält: Griffe Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0515
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

