

neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.de Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143 450 657



Nalgene® LDPE, runde Ballonflasche

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene LDPE, runde Ballonflasche Thermo Scientific Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien. Kapazität (angloamerikanisch): 5,25 gal . Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 83B Beschreibung: Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Außendurchmesser (metrisch): 286 mm Kapazität (metrisch): 20 l Typ: Carboy with Handle Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and transport reagents Höhe (metrisch) mit Verschluss: 528 mm Enthält: Handles Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	CD-0514
Hersteller (Marke)	Nalgene

