



Nalgene[®] Luftdichte Eimer aus LDPE

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Luftdichte Eimer aus LDPE Thermo Scientific Nalgene Eimer werden aus LDPE gefertigt und erfüllen mit ihren luftdicht schließenden Deckeln den US-Standard OSHA für hämatogene Krankheitserreger. Autoklavierbar: Autoclavable Kapazität (angloamerikanisch): 14 qt. Kapazität (metrisch): 13.2L Graduierungen: Molded Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss: In 12.9. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 32.8cm Artikelbeschreibung: Pail Air-Tight LDPE 13.2 L Deckel: Yes Zertifizierung/Konformität: Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens. Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Fassungsvermögen: 14 qt., 13.2L Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1807
Hersteller (Marke)	Nalgene

