



## Nalgene® Luftdichte Eimer aus LDPE

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nalgene Luftdichte Eimer aus LDPE Thermo Scientific Nalgene Eimer werden aus LDPE gefertigt und erfüllen mit ihren luftdicht schließenden Deckeln den US-Standard OSHA für hämatogene Krankheitserreger. Autoklavierbar: Autoclavable Henkelgriff: Yes Kapazität (angloamerikanisch): 8 qt. Kapazität (metrisch): 7.6L Graduierungen: Molded Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss: In 10.5 . Höhe (metrisch) mit Verschluss: 26.7cm Artikelbeschreibung: Pail Air-Tight LDPE 7.6 L Deckel: Yes Zertifizierung/Konformität: Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens. Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 12 Fassungsvermögen: 8 qt., 7.6L Unit Size: Case of 12

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1806
Hersteller (Marke)	Nalgene

