



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Raumparkanister mit Gewindestutzen, 5 l

37,55 € Ab

31,75 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Der Raumparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Raumparkanister kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken untergebracht werden. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil. Mit der Kanisterstütze (nur für 5 l Kanister) für zwei oder drei Kanister kann jede beliebige Anzahl an Kanister sicher und frei aufgestellt werden. Der Raumparkanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden. Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4" PP, transparent Mit Originalitätsverschluss Kanister ohne Hahn und Verschluss autoklavierbar Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala Kanisterstütze aus Aluminium für sicheren Stand als Zubehör (nur für 5 l Kanister) Ablasshahn StopCock mit drehbarem Auslaufwinkel und Ablasshahn Compact, passend auf Kanister mit Gewindestutzen 3/4" als Zubehör erhältlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-2038
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	220532101
Transporttemperatur	Raumtemperatur

