



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle® Weithalskanister m. Gewindestutz., HDPE, 30l, m.V.

109,95 € Ab
92,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Weithalskanister mit extrem weiter Einfüllöffnung (88 mm), ermöglicht einfache Innenreinigung, die besonders bei der Lagerung empfindlicher Substanzen wichtig wird. Tragebügel und Schraubverschluss gewähren einen sicheren und bequemen Transport. Der Weithalskanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden. Über einen Gewindeanschluss kurz über dem Boden kann ein Ablasshahn oder anderes Zubehör mit 3/4" Innengewinde angeschlossen werden. HDPE, transparent UV-stabilisiert Selbstklebende blaue Literskala und Ablasshähne als Zubehör erhältlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-2025
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	220531104
Transporttemperatur	Raumtemperatur

