



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Autoklavierbare Flachkanister aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit

**630,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene™ Autoklavierbare Flachkanister aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit Hahn Entsorgung beinahe aller Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titranten mit diesen PPCO-Flachkanistern. Sie passen in enge Nischen und erlauben das Stapeln von drei Kanistern aufeinander. Verschlussgröße: 63mm Typ: Carboy with Spigot Beschreibung: Autoclavable Lowboy w/Spigot PP 8 L Material: PPCO Kapazität (angloamerikanisch): 2 gal. Kapazität (metrisch): 8L Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.73 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44mm Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss: 6.26 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 159mm Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Case of 4

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0580
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

