



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Autoklavierbare Flachkanister aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit

727,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene™ Autoklavierbare Flachkanister aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit Hahn Entsorgung beinahe aller Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titranten mit diesen PPCO-Flachkanistern. Sie passen in enge Nischen und erlauben das Stapeln von drei Kanistern aufeinander. Verschlussgröße: 63 mm Typ: Carboy with Spigot Beschreibung: Autoklavierbarer Flachkanister mit Hahn Material: Polypropylen-Copolymer Kapazität (angloamerikanisch): 4 gal. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.73 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44 mm Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss: 8.27 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 210 mm Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0581
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

