




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Clearboy, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn

193,60 € Ab
155,83 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Clearboy, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn, 20 l Thermo Scientific Nalgene Clearboy Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser. Kapazität (angloamerikanisch): 2 Gallone. Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 100 mm Beschreibung: Autoklavierbare, klare, rechteckige Ballonflasche mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 86 mm Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Ideal for use when visual inspection of contents is necessary Höhe (metrisch) mit Verschluss: 361 mm Enthält: Molded-in spigot boss w/tubing adapter Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Autoclavable Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0576
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723221
Transporttemperatur	Raumtemperatur

