



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Fluorierter Kanister mit Hahn, fluoriertes HDPE

216,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Fluorierter Kanister mit Hahn; fluoriertes HDPE, Tefzel ETFE-Hahn, fluorierter weißer PP-Schraubverschluss
Thermo Scientific Nalgene Fluorierter Kanister besitzen ein platzsparendes Design zur Lagerung und Ausgabe
verschiedener Lösungsmittel. Kapazität (angloamerikanisch): 5.3 Gallone. Verschlussmaterial: Fluorinated
Polypropylene Verschlussgröße: 100mm Beschreibung: Fluorinated Rectangular Carboy w/Spigot FLPE 20 L
Innendurchmesser (metrisch) Hals: 89mm Kapazität (metrisch): 20L Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit
(Anwendung): Ideal for storing and dispensing a variety of solvents Höhe (metrisch) mit Verschluss: 381mm Enthält:
Molded-in spigot boss Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2134
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

