



Nalgene® HDPE, rechteckige Ballonflasche

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene HDPE, rechteckige Ballonflasche Die breite Öffnung dieser rechteckigen Ballonflaschen aus HDPE vereinfacht Befüllen, Transfer und Reinigung. Sie bestehen durch ihre robuste, platzsparende Konstruktion. Kapazität (angloamerikanisch): 5 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 100 – 415 mm Kapazität (metrisch): 20 l Abmessungen (L x B x H): 12.5 x 8.63 x 15 in. (318 x 219 x 381 mm) Typ: Rectangular Carboy Zur Verwendung mit (Anwendung): Convenient for dry materials such as solids and powders Höhe (angloamerikanisch): 15 in. Höhe (metrisch): 381 mm Länge (angloamerikanisch): 12.5 Zoll Länge (metrisch): 318 mm Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 8.63 in. Breite (metrisch): 219 mm Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0522
Hersteller (Marke)	Nalgene

