



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® HDPE-Lowboys mit niedrigem Profil, 15 l

173,40 € Ab
139,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene HDPE-Lowboys mit niedrigem Profil, 15 l Thermo Scientific Nalgene Lowboys aus HDPE eignen sich perfekt zur Ausgabe der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertem Wasser und Titrierlösungen. Kapazität (angloamerikanisch): 4 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen Kapazität (metrisch): 15 L Typ: Low-Profile Carboy Zur Verwendung mit (Anwendung): Dispense most liquids, including reagents, distilled water and titrants. Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0579
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

