



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Kannen, Polyethylen niederer Dichte,

**166,02 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss Thermo Scientific Nalgene LDPE-Kannen haben einen großen Tragegriff, der zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten das Tragen mit Gummihandschuhen ermöglicht. Fassungsvermögen: 4 l, 1 gal. Kapazität (metrisch): 4 l Kapazität (angloamerikanisch): 1 gal. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Kanne Durchmesser (angloamerikanisch): 5,9 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0,9 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 25 mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Jug Verschlussfarbe: Weiß Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 152 mm Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 12 Zoll Höhe (metrisch): 304 mm Öffnung: Narrow Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0528
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

