



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Kannen, Polyethylen niederer Dichte,

246,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss Thermo Scientific Nalgene LDPE-Kannen haben einen großen Tragegriff, der zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten das Tragen mit Gummihandschuhen ermöglicht. Fassungsvermögen: 2 gal., 8 L Kapazität (metrisch): 8L Kapazität (angloamerikanisch): 2 Gallone. Beschreibung: Jug Durchmesser (angloamerikanisch): 7.6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1,5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 39mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Jug Verschlussfarbe: White Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 53Bmm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraube Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): In 15.1. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0529
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

