



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l

**310,98 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Kannen eignen sich für die sichere Handhabung korrosiver Flüssigkeiten unter Zuhilfenahme von Gummihandschuhen und des großen Tragegriffs. Fassungsvermögen: 8 l, 2 gal. Kapazität (metrisch): 8 l Kapazität (angloamerikanisch): 2 gal. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Kanne Durchmesser (angloamerikanisch): 7.6 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 39 mm Enthält: Großer Tragegriff Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Jug Verschlussfarbe: Weiß Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 53B Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss mit TPE-Dichtung Durchmesser (metrisch): 195 mm Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 15.1 Zoll Höhe (metrisch): 385 mm Öffnung: Narrow Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0531
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

