



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® rechteckige autoklavierbare PPCO- Ballonflaschen mit Hahn, 9 l

649,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene rechteckige autoklavierbare PPCO-Ballonflaschen mit Hahn, 9 l lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser. Platz sparendes Design mit weiter Öffnung gewährleistet einfaches Befüllen und Reinigen, ein Hahn zum einfachen Dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 5.3 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 100 mm Beschreibung: Autoclavable Rectangular Carboy with Spigot PP 20 L Innendurchmesser (metrisch) Hals: 86 mm Abmessungen (L x B x H): 12.5 x 8.62 x 15 in. (318 x 219 x 381 mm) Material: Polypropylene copolymer Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and dispense media, solutions and sterile water Höhe (angloamerikanisch): 15 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 399 mm Enthält: Molded-in spigot boss Länge (angloamerikanisch): 12.5 Zoll Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 8.62 in. Autoklavierbar: Ja Farbe: White (Opaque) Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0575
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723212
Transporttemperatur	Raumtemperatur

