



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® rechteckige autoklavierbare PPCO- Ballonflaschen mit Hahn, 9 l

**778,02 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene rechteckige autoklavierbare PPCO-Ballonflaschen mit Hahn, 9 l lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser. Platz sparendes Design mit weiter Öffnung gewährleistet einfaches Befüllen und Reinigen, ein Hahn zum einfachen Dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 2.4 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen  
Verschlussgröße: 100 mm Beschreibung: Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 86 mm Abmessungen (L x B x H): 8.5 x 5.75 x 14 in. (216 x 146 x 356 mm) Material: Polypropylen-Copolymer Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and dispense media, solutions and sterile water Höhe (angloamerikanisch): 14 in. Höhe (metrisch) mit Verschluss: 361 mm Enthält: Molded-in spigot boss Länge (angloamerikanisch): 8.5 in. Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 5.75 in. Autoklavierbar: Ja Farbe: White (Opaque) Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0574
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723211
Transporttemperatur	Raumtemperatur

