



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss

898,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss Schützen Sie sich mit Thermo Scientific Nalgene LDPE-Sicherheitskannen, einer sicheren Alternative zu Glaskannen, vor Auslauf, Bruch und Kontamination. Fassungsvermögen: 10 l, 2.5 gal. Kapazität (metrisch): 10 l Kapazität (angloamerikanisch): 2.5 gal. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Sicherheitskanne Durchmesser (angloamerikanisch): 9.8 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2.5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Enthält: Integrierter Schultergriff, geformter Bodengriff und eingegossener Ausguss Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Safety Dispensing Jug Verschlussfarbe: Weiß Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 83B Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss, angehängt Durchmesser (metrisch): 250 mm Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 15.3 Zoll Höhe (metrisch): 389 mm Öffnung: Narrow Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0582
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

