



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rötzmeier® Sicherheitskanne (1 Liter) mit Feindosierer, unpoliert: 01DU

191,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheitskanne (1 Liter) mit Feindosierer, unpoliert: 01DU Kanne aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm Herausnehmbare Flammensicherung im Einfüllstutzen Überdruckventil im selbstschließenden Feindosierer (Druckausgleich ab ca. 0,3 bar) Handgriff aus pulverbeschichtetem Aluminium, ergonomisch geformt für sicheres Arbeiten Unpolierte Ausführung (01DU) mit Edelstahlgriff Auch erhältlich als Sicherheits-Transportkanne (1 Liter) mit Schraubkappe - zugelassen nach GGVSEB 01T Passendes Zubehör: Einstecktrichter gerade für Sicherheitskannen TRI Pumpe mit Tränkeller für Sicherheitskanne II PI Schraubkappe 1¼" mit Überdruckventil K125 Laborkanne, Laborkannen, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Transportkanne, Transportbehälter, UN

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0107
Hersteller (Marke)	Rötzmeier
Transporttemperatur	Raumtemperatur

