



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rötzmeier® Sicherheitskanne (2 Liter) mit Feindosierer, unpoliert: 02DU

207,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheitskanne (2 Liter) mit Feindosierer, unpoliert: 02DU Kanne aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm Herausnehmbare Flammensicherung im Einfüllstutzen Überdruckventil im selbstschließenden Feindosierer (Druckausgleich ab ca. 0,3 bar) Handgriff aus pulverbeschichtetem Aluminium, ergonomisch geformt für sicheres Arbeiten Unpolierte Ausführung (02DU) mit Edelstahlgriff Auch erhältlich als Sicherheits-Transportkanne (2 Liter) mit Schraubkappe - zugelassen nach GGVSEB 02T Passendes Zubehör: Einstecktrichter gerade für Sicherheitskannen TRI Pumpe mit Tränkeller für Sicherheitskanne 2l P2 Schraubkappe 1¼" mit Überdruckventil K125 Laborkanne, Laborkannen, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Transportkanne, Transportbehälter, UN

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0108
Hersteller (Marke)	Rötzmeier
Transporttemperatur	Raumtemperatur

