



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rötzmeier® Sicherheitskanne (2 Liter) mit Schraubkappe, unpoliert: 02KU

172,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Beschreibung

Sicherheitskanne (2 Liter) mit Schraubkappe, unpoliert: 02KU Kanne aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm Herausnehmbare Flammensicherung im Einfüllstutzen Überdruckventil in der Schraubkappe (Druckausgleich ab ca. 0,3 bar) Schraubkappe durch bewegliche Welle gegen Verlust gesichert Handgriff aus pulverbeschichtetem Aluminium, ergonomisch geformt für sicheres Arbeiten Unpolierte Ausführung (02KU) mit Edelstahlgriff Auch erhältlich als Sicherheits-Transportkanne (2 Liter) mit Schraubkappe - zugelassen nach GGVSEB 02T Passendes Zubehör: Einstecktrichter gerade für Sicherheitskannen TRI Pumpe mit Tränkeller für Sicherheitskanne 2l P2 Selbstschließender Feindosierer 1¼" D125 Laborkanne, Laborkannen, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Transportkanne, Transportbehälter, UN

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0114
Hersteller (Marke)	Rötzmeier
Transporttemperatur	Raumtemperatur

