



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rötzmeier® Sicherheitsstandgefäß (25 Liter) mit Schraubkappe und Überdruckventil: 25K

359,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Sicherheitsstandgefäß (25 Liter) mit Schraubkappe und Überdruckventil: 25K Sicherheitsstandgefäße aus Edelstahl, made in Germany (Salzkotten) Gefäß aus hochwertigem und beständigem Edelstahl – Wandstärke 1,2 mm Zum sicheren Lagern größerer Mengen brennbarer Flüssigkeiten Hohe Standfestigkeit des Gefäßes Gefäß ist stapelbar Schraubkappe durch bewegliche Welle gegen Verlust gesichert Ausgestattet mit Flammensicherung Überdruckventil im Feindosierer (Druckausgleich ab ca. 0,3 bar) Sicheres Befüllen mit Trichter TR3 25I-Standgefäß auch als Transportstandgefäß 25TZ erhältlich Laborgefäß, Laborfass, Sicherheitsbehälter, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Sicherheitsstandgefäße,Transportgefäß, Transportbehälter, UN

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0135
Hersteller (Marke)	Rötzmeier
VGKL Nummer	383931025
Transporttemperatur	Raumtemperatur

