



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rötzmeier® Sicherheitsstandgefäß (50 Liter) mit Schraubkappe und Überdruckventil: 50K

449,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Sicherheitsstandgefäß (50 Liter) mit Schraubkappe und Überdruckventil: 50K Sicherheitsstandgefäße aus Edelstahl, made in Germany (Salzkotten) Gefäß aus hochwertigem und beständigem Edelstahl – Wandstärke 1,5 mm Zum sicheren Lagern größerer Mengen brennbarer Flüssigkeiten Hohe Standfestigkeit des Gefäßes Ausgestattet mit Flammensicherung Überdruckventil im Feindosierer (Druckausgleich ab ca. 0,3 bar) Sicheres Befüllen mit Trichter TR3 Laborgefäß, Laborfass, Sicherheitsbehälter, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Sicherheitsstandgefäße,Transportgefäß, Transportbehälter, UN

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0136
Hersteller (Marke)	Rötzmeier
VGKL Nummer	383931050
Transporttemperatur	Raumtemperatur

