



Rötzmeier® Sparanfeuchter (5 Liter): SP5

Artikelbilder

Beschreibung

Sparanfeuchter (5 Liter): SP5 Sicherheitsgefäße aus Edelstahl, made in Germany (aus Salzkotten) Gefäß aus hochwertigem und beständigem Edelstahl, Wandstärke 0,8 mm Zum sicheren Befeuchten, Annetzen oder Tränken von Teilen, Lappen oder Papier Integrierter Pumpmechanismus, überschüssige Flüssigkeit läuft in Behälter zurück Tränkeller federgelagert Flammensicherung im Tränkeller Sicheres Befüllen mit Trichter TR1 Annetzkanne, Laborkanne, Laborkannen, Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Behälter, Edelstahlbehälter, Transportkanne, Transportbehälter, UN

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0118
Hersteller (Marke)	Rötzmeier

