



## Thermo Scientific CryoMed IVF-Zubehör

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

CryoMed IVF-Zubehör umfasst Halter und Kappen für IVF-Applikationen, zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung. Beschreibung: Stockhalter für 1.2 -und 2.0- Fläschchen Zur Verwendung mit (Geräte): All CryoMed Controlled-Rate Freezers Typ: Sechs 1,2 mL oder fünf 2 ml Vials Aufnahmevermögen: Halter Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | LD-0816           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

