



## Thermo Scientific CryoMed IVF-Zubehör

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

CryoMed IVF-Zubehör umfasst Halter und Kappen für IVF-Applikationen, zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung. Beschreibung: Vial Halter Zur Verwendung mit (Geräte): All CryoMed Controlled-Rate Freezers Typ: Vial Halter Aufnahmevermögen: Fläschchen Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-0815
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

