



Thermo Scientific CryoMed Racks

Artikelbilder

Beschreibung

CryoMed Racks Zur Verwendung mit Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung Beschreibung: Drei 4/5 ml-Kryogestelle (groß) Zur Verwendung mit (Geräte): CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 Aufnahmevermögen: Drei 4/5 ml-Kryogestelle (groß) Typ: Halter für Röhrchengestell Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0813
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

