



Thermo Scientific CryoPlus Temperaturschreiber

Artikelbilder

Beschreibung

CryoPlus Temperaturschreiber Für den Gebrauch mit Thermo Scientific CryoPlus LN2 Kryokonservierungssysteme. Beschreibung: Thermo Scientific CryoPlus recorder kit, 220V, 50Hz Temperaturbereich: -100deg;C to -200deg;C Zur Verwendung mit (Geräte): CryoPlus 1,2,3,4 Typ: Temperature Recorder Überwachungsoptionen: Recorder Statische Rückhaltezeit: 7 Days Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0334
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

