



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm™ Zylindrisches Dewargefäß Typ 4C

134,39 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Volumen 750 ml, Innendurchmesser 57mm, Außendurchmesser 81mm, innere Höhe 310mm, äußere Höhe 370mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0045
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
VGKL Nummer	175010304
Transporttemperatur	Raumtemperatur

