













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## KGW Isotherm™ Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 10C

215,47 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 77mm, Außendurchmesser 105mm, innere Höhe 345mm,äußere Höhe 395mm, mit Metall – Umhüllung blau beschichtet

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	GZ-0065
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
VGKL Nummer	175020310
Transporttemperatur	Raumtemperatur

