



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm™ Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 3C

160,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Volumen 500 ml, Innendurchmesser 57mm, Außendurchmesser 81mm, innere Höhe 210mm, äußere Höhe 260mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0060
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
VGKL Nummer	175020303
Transporttemperatur	Raumtemperatur

