



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm™ Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G S21C

390,03 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm, innere Höhe 310mm, äußere Höhe 375mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | GZ-0056 |
| Hersteller (Marke) | KGW Isotherm |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

