



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm™ Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G S22C

552,93 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Volumen 8000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm, innere Höhe600mm,äußereHöhe605mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0057
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
Transporttemperatur	Raumtemperatur

