



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Linker® Drahtkörbe aus Schweißgitter w 8 mm,
d 1 mm, für z.B. Reagenzgläser Nenngröße: 30 x
20 x 20 cm**

86,00 € Ab
53,00 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Drahtkörbe, aus Schweißgitter w 8 mm, d 1 mm, für z.B. Reagenzgläser usw., mit weißem Plastiküberzug, Nenngröße: 30 x 20 x 20 cm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LR-0008
Hersteller (Marke)	Linker
Transporttemperatur	Raumtemperatur

