



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Linker® Drahtkörbe aus Schweißgitter w 8 mm,
d 1 mm, für z.B. Reagenzgläser Nenngröße: 40 x
20 x 20 cm**

99,00 € Ab

92,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Drahtkörbe, aus Schweißgitter w 8 mm, d 1 mm, für z.B. Reagenzgläser usw., aus Edelstahl der W.-Nr. 1.4301, elektrochemisch poliert, Nenngröße: 40 x 20 x 20 cm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LR-0021
Hersteller (Marke)	Linker
Transporttemperatur	Raumtemperatur

