



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Linker® Drahtkörbe aus Schweißgitter w 8 mm,  
d 1 mm, für z.B. Reagenzgläser Nenngröße: 42 x  
20 x 20 cm**

**102,00 €** Ab

**97,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Drahtkörbe, aus Schweißgitter w 8 mm, d 1 mm, für z.B. Reagenzgläser usw., aus Edelstahl der W.-Nr. 1.4301, elektrochemisch poliert, Nenngröße: 42 x 20 x 20 cm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LR-0022
Hersteller (Marke)	Linker
Transporttemperatur	Raumtemperatur

