



Nalgene® Autoklavierkörbe aus Polypropylen

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen zum Autoklavieren und Waschen von Laborartikeln Beschreibung: Nicht rostend Autoklavierbar: Autoclavable Form: Square Typ: Polypropylene Autoclaving Basket Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Abmessungen (L x B x H): 23.3 x 23.9 x 23.9 cm Länge (angloamerikanisch): 9.25 in. Breite (angloamerikanisch): 9.125 in. Höhe (angloamerikanisch): 9.375 in. Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1800
Hersteller (Marke)	Nalgene

